

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Poznaniu

im. prof. Ludwika Bierkowskiego

Dział Zamówień Publicznych

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
tel. 61-846-47-70

www.szpitalmswia.poznan.pl
efilipiak@szpitalmswia.poznan.pl



ZP-2374.1.34/2020/EFK
ZP/p/2374-34/2020

Poznań, dnia 20.10.2020 r.

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia dla nowo budowanego Bloku Operacyjnego i Sali Wybudzeń oraz Centralnej Sterylizacji. CZĘŚĆ IX.

Nr postępowania: ZP/p/34/2020

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 4

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego informuje, iż do przedmiotowego postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadanie zapytania:

ZESTAW ZAPYTAŃ NR 1

Pytanie nr 1 – dotyczy części 4. Urządzenie do mycia parą wodną, pkt. 6, 8, 9

Czy Zamawiający dopuści mobilne urządzenie do mycia i dezynfekcji parą i H_2O_2 , o ciśnieniu roboczym max. 5bar, z temperaturą pary do 150°C?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2 – dotyczy części 4. Urządzenie do mycia parą wodną, pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wymiarach: dł.42 x szer.30 x wys.48cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 3 – dotyczy części 4. Urządzenie do mycia parą wodną, pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające zbiorniki o pojemności 6l na wodę oraz zewnętrzny zbiornik z możliwością podłączenia środka na bazie nadtlenu wodoru: 2l?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4 – dotyczy części 4. Urządzenie do mycia parą wodną, pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o mocy 2850W?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 5 – dotyczy części 4. Urządzenie do mycia parą wodną

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie zapewniało wysoki poziom dezynfekcji powierzchni dzięki połączeniu działania pary i roztworu nadtlenu wodoru (7,9%)?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6 – dotyczy części 4. Urządzenie do mycia parą wodną

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało dla zapewnienia wygody użytkowania elastyczny przewód (wąż parowy) o długości min. 4,5m, przewód elektryczny o długości min. 10m?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7 – dotyczy części 4. Urządzenie do mycia parą wodną, umowa

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 14 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy? Po przekroczeniu wyłącznie terminu 30 dni Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia urządzenia zastępczego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8 – dotyczy części 4. Urządzenie do mycia parą wodną, umowa

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §4, pkt. 7 umowy na następujący „Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego elementu/części na nowy w okresie wskazanym w ust. 2 w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii, których usunięcie związane będzie z wymianą części lub podzespołów – przy trzeciej awarii lub jeśli usunięcie awarii jest niemożliwe. Wymiana powinna nastąpić w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Wyk. w 1 egz.
1/ strona internetowa
1/ a/a
Druk: EFK

Z poważaniem
DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
dr n. med. Witold Psstrąg-Bieleński



Biuro Głównego Zespołu
Apertury Medycznej i Sprzętu
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
Maciej Olejniczak

Greenpol



SANIVAP 540H

Urządzenia do mycia i dezynfekcji parą i H₂O₂



**szybka
dezynfekcja
pomieszczeń**

CENTRALA

ul. Lubuska 15B
66-016 Płoty/ koło Zielonej Góry

tel. 797 725 340
fax: 68 320 75 41


www.greenpol.com.pl
e-mail: centrala@greenpol.com.pl

SANIVAP 540H



Urządzenia do mycia i dezynfekcji parą i H_2O_2

Urządzenie zapewnia wysoki poziom dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych sporami (*Clostridium difficile*, *Bacillus*) dzięki opatentowanemu połączeniu działania pary i roztworu nadtlenku wodoru (7,9%)



KORZYŚCI:

- Bardzo wysoką skuteczność dezynfekcji, w tym na bakterie wielolekooporne, takie jak MRSA, CRE, *Bacillus*, *C. Difficile*.
- Redukcje kosztów pod względem czasu i braku użycia chemikaliów
- Nie uszkadza powierzchni i sprzętu
- 100% ekologiczny: bez użycia chemikaliów i związanego z nimi zanieczyszczenia

SP540H jest specjalnie zaprojektowany do intensywnego użytkowania do 8 godzin dziennie.
SP540H może być również używany do procesu biocyszczzenia wyłącznie parą.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Kocioł

- Pojemność: 3,1l
- materiał / jakość: stal nierdzewna 316L
- ciśnienie pary: 5 barów
- temperatura pary: 150°C
- urządzenie samonapełniające: tak

Energia elektryczna

- napięcie: 230V - 50/60Hz
- kocioł: 2800W
- wewnętrzna, demontowalna i antykorozyjna odporność
- łączna moc: 2850W

Pojemność zbiorników

- zbiornik na wodę do produkcji pary: 6l
- zewnętrzny zbiornik z możliwością podłączenia nadtlenku wodoru: 2l

Zabezpieczenie elektryczne


- produkt: IP 44
- wodoodporna skrzynka elektroniczna i elektryczna: IP 56

Waga / rozmiar

- wąż o długości: 4,5m
- kabel elektryczny: 10m
- waga: 25kg
- wymiary (bez wózka): szer. 42 x gł. 30 x wys. 48cm

Certyfikaty

- SANIVAP posiada certyfikat: ISO 13485



CENTRALA

ul. Lubuska 15B
66-016 Płoty/ koło Zielonej Góry

tel. 797 725 340
fax: 68 320 75 41

www.greenpol.com.pl
e-mail: centrala@greenpol.com.pl

SANIVAP 540H

ZALETY SANIVAP

Ergonomia / łatwość użycia

- Prosty interfejs użytkownika
- Dotykowy panel sterowania
- Łatwe opróżnianie zbiornika wody
- Czujniki poziomu wody w zbiorniku

Jakość pary

- Stała wysoka temperatura pary

Wtrysk nadtlenu wodoru

- Opatentowany proces

Niezawodność / solidność


- Profesjonalne użytkowanie do 8-10 godzin dziennie
- optymalizuje wydajność systemu parowego.

Wózek

- Zaprojektowany w celu ułatwienia procesu dezynfekcji

Projekt

- Zmniejszona głośność
- Profesjonalny design
- Wieloletnie doświadczenie SANIVAP umożliwiło opracowanie szerokiej gamy ergonomicznych akcesoriów odpowiednich do czyszczenia i dezynfekcji.



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

SP540H:

- Wąż parowy 4,5m SP55H
- Złącze do zbiornika - zestaw uszczelek

SP540HKIT:

- SP540H + Wózek SP150

AKCESORIA

dostępne również mopy i akcesoria z mikrofibry

- SP200H: Wygięta dysza parowa



- SP300H: Lanca 50 cm



- SP250H: MOP parowy



- SP240H: Uchwyt z mikrofibry



- SP210H: dysza kontaktowa



- SP240H: Elastyczna dysza



CENTRALA

ul. Lubuska 15B
66-016 Płoty/ koło Zielonej Góry

tel. 797 725 340
fax: 68 320 75 41

www.greenpol.com.pl
e-mail: centrala@greenpol.com.pl